



LIGASURE 10

Fusion tissulaire

La fusion tissulaire au service de la chirurgie vétérinaire



Dernier né de la gamme Covidien, le Ligasure 10,
intègre toute la technologie nécessaire,
pour la réalisation de la fusion tissulaire en toute sécurité

Détection automatique des pinces
Gestion automatisée des réglages

Fusion tissulaire

Le Ligasure 10 est la dernière génération de la gamme Covidien/MEDTRONIC. Doté d'un système de mesure de l'impédance tissulaire en continu (20.000 impulsion/sec). le Ligasure 10 procure au chirurgien tout le confort et la sécurité nécessaire pour accomplir son geste opératoire. Simple d'utilisation grâce à l'identification automatique des instruments, il est pour autant très précis, son générateur contrôlant automatiquement l'énergie nécessaire pour chaque geste opératoire



Indications

- Fusion des vaisseaux jusqu'à 7mm
- Artères
- Veines
- Lymphatique
- Vaisseaux tissus mous


Spécialités

- Digestif
- Gynéco
- Thoracique
- Urologie
- Vasculaire

Technique

- Mesure de l'impédance 20 000 fois par seconde
- Ligasure V™, mors « nez de dauphin », ø 5 mm Long : 200 mm
- Ligasure™, Blun tip ø 5 mm long :370 mm
- 220 VAC

Accessoires




ENDOSCOPIE

RADIOLOGIE

ÉCHOGRAPHIE

ENSEMBLE, INVENTONS L'IMAGERIE VÉTÉRINAIRE DE DEMAIN



 OPTOMED

6, avenue des Andes, Bâtiment 6, 91940 Les Ulis
Tél. +33 (0)1 69 29 01 98 - Fax +33 (0)1 69 29 99 52
info@optomed.fr

www.optomed.fr