



SAMSUNG H60

L'échographe Vétérinaire PRÉMIUM pour les utilisateurs exigeants à la recherche d'une image de haute qualité



Qualité d'image PREMIUM
Formateur HYBRIDE
Écran Panoramique 18,5" / Écran tactile
10,1" Clear Vision (SDMR)



H60 par Samsung



Digital TGC presets

Clear Vision SDMR

PERFORMANCES OPTIMUM

- Hybrid Beamforming Engine- Processeur Intel i5
- Quick Scan : optimisation auto des paramètres- Full Digital Real Time Recording

QUALITÉ D'IMAGE PREMIUM

- Clear vision (SDMR)- Écran LED 18,5
- S-Flow : optimisation auto des dopplers-
- DigitalTGC 8 niveaux programmables
- Sonde Single Crystal

CONFORT D'EXAMEN MAXIMUM

- Advance Power Doppler
- Écran de réglage tactile 10,1"-
- Menu personnalisable
Optimisation Auto (Qscan) 2B et C-
Mesures cardiaques et ECG

Convexes



Cardiaques



Micro-convexe



Linéaire



OPTOMED ENDOSCOPIERADIOLOGIEÉCHOGRAPHIE

6, avenue des Andes, Bâtiment 6, 91940 Les Ulis, France
Tél. +33 (0) 1 69 29 01 98 - Fax +33 (0) 1 69 29 99 52 - info@optomed.fr
www.optomed.fr