



# UNO CA



By CUATTRO

## LA RÉFÉRENCE EN RADIOLOGIE DR



## QUALITÉ PREMIUM-SIMPLICITÉ D'UTILISATION-ERGONOMIE

Logiciel UNO conçu par des vétérinaires pour des vétérinaires



# UNO CA by CUATTRO



## Générateur SEDECAL Prémium REF: RN 8000003

- Générateur Haute fréquence 32 kW
- Double anode tournante 0,3-1.0mm
- 40 à 125 kV pas de 1kV
- 0.1 à 400 mA
- Plateau 4 voies
- Pilotage des constantes par station CUATTRO

## Capteur plan Ultra Haute Définition REF: RN60000100

- Grande surface active 43 x 43 cm
- Scintillateur césium
- AED (Auto exposure Detection)
- 16 bit
- Taille du pixel: 100µ
- Traitement: 2 à 4 sec



## Station d'acquisition

- PC « tout en un » de 24 pouces tactile
- Logiciel UNO small animals
- Zoom, ROI, mesures, luminosité/contraste
- Mode comparaison études ou séries
- Affichage des constantes de tir
- Examens anatomiques pré-réglés
- Enregistrements des tirs pour PCR sous Excel®
- Standard Dicom 3.0, 10 et Worklist
- Exportation des clichés en DICOM, JPEG par USB, HDD, CD, PACS

## Archivage en OPTION

- PACS Optoview ou CLOUD



 **OPTOMED**

ENDOSCOPIE RADIOLOGIE ÉCHOGRAPHIE CHIRURGIE

6, avenue des Andes, Bâtiment 6, 91940 Les Ulis, France  
Tél. +33 (0)1 69 29 01 98 - Fax +33 (0)1 69 29 99 52 - info@optomed.fr  
www.optomed.fr

  
cuattro