



# SMARTSCOPE VET 2

LA CAMÉRA NUMÉRIQUE MULTIFONCTION  
POUR EXAMEN VÉTÉRINAIRE



NOUVEAU




SMARTSCOPE VET 2 est une caméra numérique à modules interchangeables dédiée spécifiquement aux examens vétérinaires :

FOND D'OEIL - ANGIOGRAPHIE RÉTINIENNE - SEGMENT ANTÉRIEUR  
DERMATOLOGIE - VIDÉO-OTOSCOPIE

Qualité des clichés, simplicité d'utilisation, autonomie et facilité de transfert d'images, font du SMARTSCOPE VET 2 la référence actuelle en iconographie vétérinaire.



# SMARTSCOPE VET 2



## CARACTÉRISTIQUES


- Capteur 5 MégaPixels
- Écran LCD HD 2,4"
- Images HD 1920 x 1440 Pixels
- Stockage carte SD 2 Gb
- Format JPEG ou AVI
- Transfert WIFI ou USB

## MISE EN ŒUVRE

- Autofocus ou manuel
- Éclairage LED à intensité variable
- Compensation dioptrique -20 / +20 D
- Visée infrarouge
- Champ de vision 45°

## AIDE À L'EXAMEN

- Léger et sans fil
- Utilisable d'une seule main
- Dilatation inutile
- Visée non éblouissante



## LES MODULES DISPONIBLES



SMARTSCOPE 2 modules  
Ref. SM 00.00.30



Module ANGIOGRAPHIE  
Ref. SM 10.00.10



SMARTSCOPE 4 modules  
Ref. SM 00.00.40